




PREMIUM MESOTHERADS





Lead Fine Lift

LFL è un trattamento innovativo per viso e corpo con fili in PDO (Polidioxanone), che vengono assorbiti dopo aver stimolato i fibroblasti aumentando la produzione di collagene e migliorandone il microcircolo locale.

Il filo svolge una doppia funzione, creando un'intensa biostimolazione dei tessuti e fornendo un delicato sostegno/trazione alla struttura ceduta, sia cutanea che connettivale.

Apporta effetti naturali ed incisivi al viso ed al corpo dopo un trattamento semplice e sicuro

CE₂₂₉₂ ISO13485



La migliore e più semplice tecnica per il ringiovanimento e lifting della pelle

BENEFICI

- Effetti immediati
- Trattamento di breve durata
- Minimamente invasivo
- Minimo tempo di inattività

CARATTERISTICHE

- Aghi e cannule ultra fini e di alta qualità
- Fili brevettati e certificati, dispositivo medico di classe III
- Metodo di confezionamento altamente igienico (sacchetto sottovuoto)
- Progettato ergonomicamente

EFFETTI



- Lifting immediato
- Riongiovanimento della pelle
- Tensione e luminosità
- Rimozione delle rughe


TECNOLOGIA

- Aghi ultra fini che permettono di trattare anche vaste aree
- Punte taglienti ottenute tramite speciali tecniche all'avanguardia
- Rivestimenti speciali con minore resistenza permettono all'ago di inserirsi nella pelle dolcemente

MECCANISMO

- Produzione del collagene in risposta alla presenza del corpo estraneo (filo in PDO) e la lesione meccanica dell'ago stimolano e migliorano il metabolismo ed il flusso sanguigno nell'area trattata
- Le barbe del filo si ancorano nella pelle e sollevano la pelle naturalmente rilassata





LFL BASIC



LFL SCREW



LFL PEAKO



LFL BARB II



LFL BARB II SPIRAL



LFL BARB II 4D



LFL BARB II ANCHOR



LFL BASIC

E' il filo più usato per il ringiovanimento della pelle e il rassodamento locale in diverse aree del viso e del corpo



CARATTERISTICHE

- Monofilamento assorbibile
- Ago ultra sottile atraumatico

EFFETTI

- Riduzione delle rughe sottili
- Rassodamento della pelle ed effetto di ringiovanimento



SPECIFICHE TECNICHE

Ago		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
25G	90mm	150mm	5-0
27G	60mm	90mm	5-0
29G	50mm	70mm	6-0
29G	40mm	50mm	6-0
31G	30mm	30mm	7-0



LFL SCREW

Sutura a forma di spirale da utilizzare per un rassodamento ed un riempimento localizzato




CARATTERISTICHE

- Monofilamento a forma di spirale

EFFETTI

- Rassodamento locale e volumizzante
- Più efficace per sollevamento delle sopracciglia
- Correzione del doppio mento



SPECIFICHE TECNICHE

Ago		Filo	USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza	
26G	60mm	90mm	5-0
27G	50mm	70mm	5-0
29G	40mm	52mm	6-0

LFL PEAKO

Filo ottimizzato per il rimodellamento del naso senza chirurgia



CARATTERISTICHE

- Non-invasivo, assenza di cicatrici
- Procedura veloce
- Molto più sicura di un impianto
- Possibile creare un'ottima forma del naso che i fillers non riescono
- Ottima sinergia in combinazione con filler

EFFETTI

- Aspetto naturale
- Rimodellamento della punta del naso
- Innalzamento e raddrizzamento del setto nasale



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP	PDO	PCL
Gauge	Lunghezza	Lunghezza			
19G	60mm	80mm	2	●	●
	40mm	50mm			



LFL BARB II

Il Barb II con cogs bidirezionali è utilizzato per la tensione della pelle con un doppio uncino quando il filo è tirato



CARATTERISTICHE

- Cogs bidirezionali
- Ago ultra sottile atraumatico

EFFETTI

- Correzione del contorno del viso
- Rafforzamento e sollevamento del Sollevamento del terzo medio ed inferiore del viso
- Lifting dell'area del sottomento e del collo



SPECIFICHE TECNICHE

Ago		Filo		USP
Gauge	Lunghezza	Lunghezza		
21G	90mm	150mm	3-0	
	60mm	90mm		
	40mm	50mm		
23G	90mm	150mm	4-0	
	60mm	90mm		
	40mm	50mm		

LFL BARB II SPIRAL

Le potenti barbe a spirale a 360° sono in grado di migliorare il lifting del viso e del corpo



CARATTERISTICHE

- Le barbe sono posizionate a spirale su fili spessi (USP2)
- Sono presenti circa il doppio di barbe rispetto ad altri prodotti

EFFETTI

- Effetto più duraturo dovuto al filo più spesso
- Un più efficace countouring del viso e del corpo grazie ad un più forte fissaggio alla pelle
- Eccellente effetto di sollevamento e trazione grazie alla massima stimolazione della sintesi del collagene



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP	PDO
Gauge	Lunghezza	Lunghezza		
18G	105mm	145mm	2	●

LFL BARB II 4D

Fili PDO 4D barbati in cannula ultra fina che massimizza il tuo lifting e minimizza il tessuto danneggiato



CARATTERISTICHE

- Fili con barbe 4 dimensionali e birezionali
- Cannula di alta qualità, dalle pareti ultra sottili e punta arrotondata

EFFETTI

- Contouring del vis e del corpo
- Forte ancoraggio alla pelle grazie alle barbe quadrimensionali
- Minor danno ai tessuti rispetto ai modelli con ago



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP	PDO	PCL
Gauge	Lunghezza	Lunghezza			
19G	90mm	145mm	1-0	●	●
	90mm	145mm			
20G	60mm	110mm	2-0	●	



LFL BARB II ANCHOR

Filo di ultima generazione, evoluzione innovativa della serie dei fili di trazione con barbe



CARATTERISTICHE

- Progettato con tecnologia brevettata per le applicazioni di lifting
- Prodotto con Metodo di Stampaggio (tecnica di non-taglio) per ridurre al minimo i danni al filo
- Resistenza alla trazione ed all'ancoraggio maggiore di quella degli altri fili barb
- Cannula di alta qualità, dall'pareti ultra sottile e punta arrotondata

EFFETTI

- Garantisce un effetto di trazione ed ancoraggio più forte e duraturo
- Lifting del viso e rimodellamento
- Miglioramento delle rughe sottili e profonde
- Body contouring



SPECIFICHE TECNICHE

Cannula		Filo	USP	PDO	PCL
Gauge	Lunghezza	Lunghezza			
18G	100mm	185mm	1	●	●
	70mm	162mm			
19G	100mm	185mm	1-0	●	●
	60mm	162mm			



04100 Latina - Via Emilia, 31
mob. +39 335 7165308
tmedical@libero.it
www.tmedicaldevices.it