



**LA QUALITA' A PORTATA DI MANO**





# Ultim

## PRP, MESOTERAPIA E FILLER

TUTTO IN UNO COMBINANDO LE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DI MEDICINA E BELLEZZA, **ULTIM** È LA RISPOSTA UNICA E IDEALE PER IL VOSTRO LAVORO QUOTIDIANO

### I PLUS DI ULTIM

#### ALIMENTAZIONE

Può funzionare a batteria (Li-ion vita alta) o a rete (go V a 240 V).

#### FACILITA' D'USO

Schermo grafico colorato VHD (altissima definizione), facile gestione dei controlli, impostazione delle modalità di trattamento in pochi secondi.

#### ERGONOMICO

Il suo design eccezionale garantisce un livello ineguagliabile di maneggevolezza e leggerezza. Progettato per un utilizzo ambidestro.

#### INDOLORE

La velocità di avanzamento dell'ago è più veloce di qualsiasi altra apparecchiatura simile. Nessun dolore indotto dal trattamento.

Illuminazione della zona trattata per una perfetta visibilità.

Vibromassaggio simultaneo per una migliore diffusione dei prodotti.

#### NESSUN KIT ESCLUSIVO

Ultim accetta tutti i tipi di siringhe e aghi. Rilevamento automatico della siringa, della pressione e della viscosità del prodotto da iniettare.

#### MESOTERAPIA

Per la nappage, punto o iniezioni continue, il controllo automatico della profondità e della velocità permetterà di applicare una mesoterapia tradizionale in modo sicuro e preciso.

#### FILLER

A differenza di qualsiasi altra apparecchiatura al mondo. Ultim è programmato per mettere in atto qualsiasi tipo di filler, permanente o temporaneo, di qualsiasi viscosità.

Ha la possibilità di regolare il volume e la velocità della retroiniezione: l'ago si sposta indietro automaticamente e rilascia una quantità regolare di prodotto direttamente in loco.

#### EXPERT

Programma specifico dedicato per ogni singola iniezione con regolazione della profondità (da 1 a 13 mm) e della dose (da 0,01 ml a infinito). Questo programma ottimizza l'efficienza dei prodotti iniettati, rispettando rigorosamente i protocolli.