

Il filler bi-fasico con elasticità e coesività elevate e dalla grande capacità volumizzante

HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD



1. Sofiderm è

Sofiderm è un tipo di gel di acido ialuronico per la chirurgia plastica, che può essere utilizzato per il trattamento di tutti i tipi di rughe e per il modellamento del corpo. È di origine non animale ed ha una durata di 6-18 mesi



2. Come lavora Sofiderm?

Dopo l'iniezione nella pelle, il gel Sofiderm ripristina rapidamente le linee ed i volumi. Il ringiovanimento della pelle inizierà facilmente e terminerà rapidamente. Questa semplice operazione richiederà solo pochi minuti.



3. Vantaggi

Maggiore Sicurezza

HA di origine non animale, prodotto tramite fermentazione batterica con tecnologia all'avanguardia che ne garantisce purezza, sicurezza ed affidabilità. Approvato dalla FDA Americana e dall'EDAM Europea.

Lunga Durata

La tecnologia di reticolazione MCLPE garantisce una forte stabilità del gel acido ialuronico che conferisce un effetto duraturo.







3. Vantaggi

Basso tasso di reazioni allergiche

Il rigoroso sistema di controllo qualità porta un tasso molto basso di reazioni allergiche


Alta Soddisfazione

Pazienti e medici sono soddisfatti dei risultati naturali subito dopo il trattamento



Tecnologia MCLPE Multiphase Cross Linking & Purification Enhancement

La tecnologia MCLPE è una tecnologia innovativa ed avanzata che combina alta efficienza di reticolazione e alto grado di purezza di HA naturale, dando vita a un **gel 3D** con resistenza più solida ed effetto duraturo, e crea un aspetto liscio e naturale con una comprovata sicurezza.





Dimensioni differenti delle particelle per soddisfare requisiti diversi









Sofiderm Derm



Sofiderm Deep



Sofiderm Derm Plus



Sofiderm Derm Sub-Skin





SOFIDERM GAMMA PRODOTTI





SOFIDERM FINE LINES

Composizione : Cross-linked hyaluronic acid gel

Concentrazione : 20±3mg/ml
Volume siringa: 1ml/2ml
Ago 30GX2

Durata: 6-12 mesi

Profondità: Derma superficiale





SOFIDERM DERM

Composizione: Cross-linked hyaluronic acid gel

Concentrazione : 20±3mg/ml Volume siringa: 1ml/2ml

Ago 27GX2 Durata: 6-12 mesi

Profondità: Derma medio



Composizione: Cross-linked hyaluronic acid gel

Concentrazione : 20±3mg/ml
Volume siringa: 1ml/2ml/10ml

Ago: 27GX1+26GX1

Durata: 6-12 mesi

Profondità: Derma medio profondo







SOFIDERM DERM PLUS

Composizione : Cross-linked hyaluronic acid gel

Concentrazione: 20±3mg/ml

Volume siringa: 1ml/2ml/10ml/20m1

Ago 25GX2

No ago (10ml/20ml)

Durata: 6-12 mesi

Profondità d'iniezione Derma profondo e sottocutaneo



SOFIDERM DERM SUB-SKIN

Composizione : Cross-linked hyaluronic acid gel

Concentrazione: 20±3mg/ml

Volume siringa: 1ml/2ml/10ml/20m

Ago 25GX2

No ago (10ml/20ml)

Durata: 6-12 mesi

Profondità d'iniezione Derma profondo e sottocutaneo

