



Scelta assoluta
per i medici

Cannula con punta smussata per iniezione filler



Dimensioni disponibili

*L'ago affilato pre-foro è incluso

18G 70mm	22G 50mm	27G 25mm		18G 25mm	23G 25mm
20G 70mm	22G 70mm	27G 40mm		20G 25mm	26G 13mm
21G 50mm	23G 50mm	27G 50mm		21G 25mm	27G 13mm
21G 70mm	25G 40mm	30G 25mm			
	25G 50mm				

Cannula rettificata elettroliticamente con foro di iniezione più ampio

La perfetta superficie aiuta un'iniezione più fluida



Versione precedente



Versione aggiornata

Parete ultra sottile

Fornisce un'iniezione più sicura e fluida

Parete ultra sottile



Parete standard

Acciaio inossidabile di alta qualità

Ottima flessibilità e tenacia



Iniezione precisa

Indicatore di scala e localizzatore di punti di facile utilizzo per un'iniezione più accurata



Mozzo in policarbonato con bloccaggio a vite

Chiusura stabile e resistenza a una pressione più elevata

