



Ulti(m)®

PRP, MESOTERAPIA E FILLER

Tutto in uno, combinando le più moderne tecnologie al servizio di medicina e bellezza, ULTIM è la risposta ideale per il vostro lavoro quotidiano.

**TMedical**

Soluzioni innovative e complete per la medicina estetica



Ultim

La bellezza a portata di mano

I PLUS DI ULTIM

ALIMENTAZIONE

Può funzionare a batteria (Li-ion vita alta) o a rete (go V a 240 V).

FACILITA' D'USO

Schermo grafico colorato VHD (altissima definizione), facile gestione dei controlli, impostazione delle modalità di trattamento in pochi secondi.

ERGONOMICO

Il suo design eccezionale garantisce un livello ineguagliabile di maneggevolezza e leggerezza. Progettato per un utilizzo ambidestro.

INDOLORE

La velocità di avanzamento dell'ago è più veloce di qualsiasi altra apparecchiatura simile. Nessun dolore indotto dal trattamento. Illuminazione della zona trattata per una perfetta visibilità. Vibromassaggio simultaneo per una migliore diffusione dei prodotti.

NESSUN KIT ESCLUSIVO

Ultim accetta tutti i tipi di siringhe e aghi. Rilevamento automatico della siringa, della pressione e della viscosità del prodotto da iniettare.



MESOTERAPIA

Per la nappage, punto o iniezioni continue, il controllo automatico della profondità e della velocità permetterà di applicare una mesoterapia tradizionale in modo sicuro e preciso.

FILLER

A differenza di qualsiasi altra apparecchiatura al mondo. Ultim è programmato per mettere in atto qualsiasi tipo di filler di qualsiasi viscosità.

Ha la possibilità di regolare il volume e la velocità della retroiniezione: l'ago si sposta indietro automaticamente e rilascia una quantità regolare di prodotto direttamente in loco.

EXPERT

Programma specifico dedicato per ogni singola iniezione con regolazione della profondità (da 1 a 13 mm) e della dose (da 0,01 ml a infinito). Questo programma ottimizza l'efficienza dei prodotti iniettati, rispettando rigorosamente i protocolli.